

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY




Bc. Jana Šuranská, DiS.

Polohovací postel



- ❖ **Vhodná pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko.**
- ❖ **Umožňuje změny poloh ležícího:**
 - **snižuje riziko vzniku otlaků**
 - **zlepšuje prokrvení tělních partií**
 - **usnadňuje ležícímu pacientovi vykonávání každodenních činností**




Polohovací postel ELOFLEX



- ❖ **Výškové nastavení postele:**
 - rozsah 57 – 96 cm včetně matrace
 - snadné ulehání či usedání
 - snadné přesezení na vozík
- ❖ **Rozměry matrace 90 x 200 cm.**
- ❖ **Max. hmotnost pacienta 150 kg.**
- ❖ **Hmotnost postele 85 kg.**

Usnadňuje obsluhu ošetřující osobě.



Polohovací postel ELOFLEX



❖ Lamelový rošt dělený na 4 části:

- podhlavníková (zádová)
- sedací
- stehenní
- holenní

❖ Jednotlivé části jsou navzájem nezávislé a dají se polohovat.



Polohovací postel ELOFLEX



❖ Polohování částí lůžka:



Polohovací postel ELOFLEX



**Polohování provádí elektrické motory.
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝM
OVLADAČEM.**



Antidekubitní program



- ❖ Pro pacienty ležící velkou část dne nebo trvale na lůžku.
- ❖ Dekubity = otlaky kůže – způsobeny:
 - dlouhodobým ležením či sezením
 - nedostatečným prokrvením zatížených partií



Antidekubitní matrace



- ❖ Určeny k prevenci vzniku dekubitů, k jejich léčbě a zmírňování následků.
- ❖ Umožňují rozložit váhu rovnoměrně.



Antidekubitní matrace



❖ **Matrace mohou být:**

- **pasivní – pěny o různé tuhosti**
- **aktivní – vzduchové komory**



Antidekubitní matrace se střídavým tlakem



- ❖ Kompresor střídavě zvyšuje a snižuje tlak vzduchu v komorách matrace.
 - masážní efekt – umožňuje prokrvení



- ❖ Antidekubitní matrace musí být položena na pěnové matraci.



Standardní mechanické vozíky



- ❖ Pro osoby se sníženou hybností dolních končetin.



Mechanický vozík CRONOS



❖ Standardní skládací vozík:

- nosnost do 125 kg
- plná přední i zadní kola
- hloubka sedačky 42 cm
- šířka sedačky 40, 44 nebo 48 cm
- textilní zádomové opěrky a sedačky
- stupačky dělené, délkově nastavitelné, odklopitelné a odnímatelné



Schodolez (pásový)




- snadné vyvezení vozičkáře do schodů
- motor na baterii (součástí je dobíječka)
- nosnost do 130 kg
- hmotnost schodolezu 47 kg



Umožňuje vozičkářům zdolávat bariéry.

Chodítka

- ❖ Pro osoby se sníženou hybností dolních končetin či sníženou stabilitou.
- ❖ Lze je užívat v bytě nebo mimo byt.
- ❖ Chodítka mohou být:
 - pevná – musí se poponést
 - pohyblivá (s kolečky) – lze s nimi popojet
 - s oporou pro ruce či paže



Chodítko bez koleček



- určeno zejména do bytu
- jednoduchá a pevná konstrukce
- chodítko je skládací
- nastavitelná výška v rozsahu 78 – 96cm



Chodítko na kolečkách

- do bytu i na venkovní – kvalitní povrch
- snadné posouvání
- kolečka mají brzdičku
- nastavitelnost podpůrné desky v rozmezí 90 – 140 cm

do bytu

do bytu i ven



Čtyřkolové chodítko venkovní

ROLLMOBIL – MAGIC

- výškové nastavení madel 74 – 94 cm
- textilní sedačka a zádová opěrka
- pro přepravu možno složit



Vhodné na nákupy a delší vycházky.

Berle

❖ Pro odlehčení dolních končetin



předloketní

**výškově
nastavitelné**



podpažní

Koupelnový a WC program

- ❖ **Pomůcky, které usnadňují osobám se sníženou pohyblivostí:**
 - **provádění osobní hygieny ve sprše či ve vaně**
 - **vykonávání tělesných potřeb mimo prostor WC**

Toaletní a sprchovací židle KIEL



- umělá hmota a nerez
- vhodná též jako sprchovací
- odejmutí nádoby shora i zezadu
- bez nádoby možno postavit nad WC mísu
- výškově nastavitelná 46 – 53 cm od země



Nástavce na WC

Usnadňují vstávání z toalety zejména osobám se sníženou hybností dolních končetin a kloubů.



Sedačka do sprchy MAGNOLIA 236



- plastový sedák s opěrkou zad
- sedák o rozměrech 41 x 40 cm
- nosnost sedačky 130 kg
- nastavitelná výška od země 46 – 53 cm



skládací
konstrukce

Sedačka na vanu LILLY



- **plastová sedačka**
- **délka sedačky 69 cm**
- **nosnost sedačky 130 kg**



madlo pro snadnější
přemísťování z vozíku

Sedačka na vanu otočná

- instaluje se přes horní okraj vany
- umožňuje snadný vstup a výstup z vany



Mobilní koupací vana



- vyrobená z gumové textilie pro omývání
- vodotěsné podvlečení pod ležadlo
- klouby na bočnice a čelo lůžka



Osobní hygiena u ležících pacientů.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

- v pracovní dny **od 13:00 do 14:30**
- kontaktní osoba: Jana Šuranská
- telefon: **576 771 535; 739 139 323**
- více informací na webových stránkách:
www.otrokovice.charita.cz



Děkuji Vám za pozornost.